

421 | SplashCoat+ | Produktdatenblatt

| | | |
|----------------------|--|--|
| Hersteller: | DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG |   |
| Handelsmarke: | SAFE® | |
| Produkt: | SplashCoat+ | |
| REF: | 421B 421Y | |

| | |
|-----------------------------|---|
| Klassifizierung: | KAT I nach der Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung (PSA). |
| Materialien: | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorderteil und Ärmel: Splash+ ▪ Rückenteil: Vliesstoff aus reinem Polypropylen ▪ Ärmelbündchen: Gummizug aus synthetischem Elastomer, frei von Naturlatex ▪ Nähgarn: 100 % Polyester |
| Produktbeschreibung: | <p>Das Vorderteil und die Ärmel des SplashCoat+ bestehen aus einem Material, das nach EN 14126 gegen Penetration von Bakterien und Viren getestet wurde.</p> <p>Das Rückenteil besteht aus dünnem und luftdurchlässigem Vliesstoff. Der Kittel hat die Öffnung auf der Rückseite, zum Schließen zwei Bindebänder am Kragen und zwei Bindegürtel.</p> <p>Den äußeren Abschluss der Ärmel bildet ein mit einer Overlock-Naht eingefasster Gummizug. Entspricht dem HACCP-Konzept.</p> |

| | | |
|---------------------------|---|--------------------------------|
| Produktleistungen: | <i>Materialprüfung in Anlehnung an EN 14126</i> | |
| | Prüfung | Erzielte Leistungsstufe |
| | Widerstandsfähigkeit gegen die Penetration kontaminierter Flüssigkeiten unter hydrostatischen Druck | Klasse 6 |
| | Widerstandsfähigkeit gegen Penetration von Infektionserregern aufgrund mechanischen Kontaktes mit Substanzen, die kontaminierte Flüssigkeiten enthalten | Klasse 6 |

421 | SplashCoat+ | Produktdatenblatt

| | | |
|---|--|----------|
| | Widerstandsfähigkeit gegen die Penetration kontaminierter flüssiger Aerosole | Klasse 3 |
| | Widerstandsfähigkeit gegen die Penetration kontaminierter Feststoffteilchen | Klasse 3 |
| Dermatologische Verträglichkeit: | Keine Intoleranzreaktionen. | |
| Länge: | 136cm | |
| Farbe: | Blau, Gelb | |

| Verpackung und Varianten: | Menge | Verpackung |
|--|--|-------------------|
| | 10 Stk. | Beutel |
| | 100 Stk. | Karton |
| GTIN: | 421B | 4049825002826 |
| | 421Y | 4049825002390 |
| Lagerung: | Ohne direkte Sonneneinstrahlung in Originalverpackung trocken lagern (siehe Verpackung). Unter Einhaltung der Lagerbedingungen hat das Produkt eine Lagerdauer von 10 Jahren (siehe Kennzeichnung auf dem Produkt). | |
| Umweltverträglichkeit und Entsorgung: | Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen des entsprechenden Landes zu befolgen. Ein nicht kontaminiertes Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen. | |